


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sos1 Para Wb E Elisa - Q07889

Número do item: CM0026961



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SOS1 humano (Son of sevenless homolog 1). Validado para Western blot e ELISA, apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em sinalização Ras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOS1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GF1; HGF; NS4; GGF1; GINGF; SOS-1; SOS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6654
GeneID	6654
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1034-1333 do SOS1 humano (NP_005624.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07889
Peso da Proteína	152kDa
Envio	Bolsa de gelo