

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sost Para Wb E Elisa - Q9Bqb4

Número do item: CM0019015



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à esclerostina humana (SOST), validado para Western blot e ELISA. A esclerostina é um regulador negativo do crescimento ósseo através da inibição da sinalização Wnt, tornando este anticorpo adequado para pesquisa de remodelação óssea e osteoporose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOST Rabbit pAb
Observações/Apelido	SOST; CDD; DAND6; SOST1; VBCH; esclerostina
Espécie	Humano
ID do Gene	50964
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-213 da SOST humana (NP_079513.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BQB4
Peso Proteico	24kDa
Envio	Bolsa de Gelo