

Anti-Sost Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Bqb4

Número do item: CM0027470



introdução

SOST Rabbit pAb é um anticorpo policlonal contra esclerostina, validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre crescimento ósseo e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOST Rabbit pAb
Observações/Apelido	CDD; VBCH; DAND6; SOST1; SOST
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	50964
ID do Gene	50964
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 24-213 do SOST humano (NP_079513.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BQB4
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco com gelo