

## Anticorpo Policlonal Anti-Sostdc1 Para Wb, Elisa - Q6X4U4

Número do item: CM0022776

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SOSTDC1 humano (USAG-1, ectodina), adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Uma ferramenta para estudar a sinalização BMP/Wnt e biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SOSTDC1 pAb de Coelho                                                                                                         |
| Observações/Apelido | DAND7; USAG1; CDA019; ECTODIN; SOSTDC1                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                        |
| ID do Gene          | 25928                                                                                                                         |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 115-206 do SOSTDC1 humano (NP_056279.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                      |
| SWISS               | Q6X4U4                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 23kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                               |