

Anticorpo Monoclonal Anti-Sox1 Para Wb, Elisa - 000570

Número do item: CM0007492

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SOX1 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Fabricado usando imunógeno de proteína de fusão recombinante (aa 1-100). Ideal para estudos de diferenciação neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOX1 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	SOX1; SRY-box 1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6656
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do SOX1 humano. (NP_005977.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000570
Peso Proteico	39kDa
Envio	Em saco de gelo