

Anticorpo Policlonal Anti-Sox1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 000570

Número do item: CM0030770

introdução

Anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade contra SOX1 humano, validado para Western blot, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de desenvolvimento neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOX1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SOX1; SRY-box 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6656
ID do Gene	6656
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 292-391 do SOX1 humano (NP_005977.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000570
Peso Proteico	39kDa
Envio	Bolsa de gelo