

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Sox10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P56693

Número do item: CM0005293

introdução

Anticorpo monoclonal Anti-SOX10 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para estudar mielinização do SNC e regulação transcricional. P56693.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho SOX10
Observações/Apelido	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6663
GeneID	6663
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 do SOX10 humano (P56693).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56693
Peso Proteico	31kDa/50kDa
Envio	Saco de gelo