

Anticorpo Policlonal Anti-Sox13 Para Wb E Elisa - Q9Un79

Número do item: CM0022483

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SOX13 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação transcricional, diabetes e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SOX13 Rabbit pAb
Observações/Alíás	SOX13; ICA12; Sox-13; SRY-box 13
Espécie	Humano
GeneID	9580
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 525-600 do SOX13 humano (NP_005677.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9UN79
Peso da proteína	69 kDa
Envio	Bolsa de gelo