

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sox17 Para Wb, Elisa - Q9H6I2

Número do item: CM0021765



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SOX17 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos sobre regulação da transcrição, desenvolvimento embrionário e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOX17 pAb de Coelho
Observações/Apelido	VUR3; SOX17
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64321
GeneID	64321
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 343-414 do SOX17 humano (NP_071899.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H6I2
Peso Proteico	44 kDa
Envio	Bolsa de Gelo