

Anticorpo Policlonal Anti-Sox18 Para Wb, Elisa - P35713

Número do item: CM0022192

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SOX18 humano, adequado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Para pesquisas sobre o desenvolvimento cardiovascular e a linfangiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOX18 Rabbit pAb
Observações/Alias	HLTS; HLTRS; SOX18
Espécie	Humano
GeneID (humano)	54345
GeneID	54345
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SOX18 humano (NP_060889.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P35713
Peso da Proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo