


Anticorpo Monoclonal Anti-Sox2 Para Wb, If-F, Elisa - P48431

Número do item: CM0003553



introdução

Anticorpo monoclonal anti-SOX2 de coelho validado para WB, IF-F e ELISA. Detecta SOX2 humano e apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de pluripotência de células-tronco e desenvolvimento neural. P48431.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOX2 Rabbit mAb
Observações/Alias	ANOP3; MCOP53; SOX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6657
GeneID	6657
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SOX2 humano (NP_003097.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P48431
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo