


Anticorpo Policlonal Anti-Sox2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P48431

Número do item: CM0017432



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SOX2 humano (P48431), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia de células-tronco e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOX2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ANOP3; MCOP53; SOX2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6657
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do SOX2 humano (NP_003097.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48431
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo