


Polimab® De Coelho Anti-Sox2 Para Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa - P48431

Número do item: CM0002640



introdução

SOX2 Rabbit PolymAb® (P48431) - validado para WB, IP, IF, IHC-P, ChIP, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa com células-tronco, desenvolvimento neural e estudos de pluripotência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOX2 PolimAb® de Coelho
Observações/Apelidos	ANOP3; MCOPS3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6657
GeneID	6657
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48431
Peso da Proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo