


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sox30 Para Wb, Elisa - 094993

Número do item: CM0018284



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SOX30 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta SOX30 humano, de camundongo e de rato (aprox. 82 kDa). Ideal para estudos sobre regulação da transcrição, espermiogênese e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOX30 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SOX30
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11063
ID do Gene	11063
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 604-753 do SOX30 humano (NP_848511.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	094993
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Saco de gelo