

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sox30 Para Wb, Elisa - Q8Cgw4

Número do item: CM0015139

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SOX30, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de espermiogênese, sinalização Wnt e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-SOX30
Observações/Apelido	SOX30
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	11063
GeneID	214105
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 de SOX30 de camundongo (NP_775560.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8CGW4
Peso da proteína	84 kDa
Envio	Embalagem de gelo