

Anticorpo Policlonal Anti-Sox4 Para Wb, Elisa - Q06945

Número do item: CM0017446

introdução

Anticorpo policlonal (pAb) de coelho SOX4 para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Tem como alvo o fator de transcrição humano SOX-4 (47kDa), envolvido no desenvolvimento de células T e miogênese. Ideal para pesquisa em imunologia e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SOX4
Observações/Apelido	CSS10; EVI16; SOX4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6659
GeneID	6659
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SOX4 humano (NP_003098.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q06945
Peso Proteico	47kDa
Remessa	Saco de gelo