

Anticorpo Policlonal Anti-Sox5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35711

Número do item: CM0026773

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SOX5 humano, adequado para western blot, imuno-histoquímica, imunofluorescência e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em condrogênese e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOX5 Coelho pAb
Observações/Alias	L-SOX5; LAMSHF; L-SOX5B; L-SOX5F; SOX5
Espécie	Humano
GeneID	6660
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-120 do SOX5 humano (NP_694534.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35711
Peso Proteico	84kDa
Envio	Bolsa de Gelo