

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sox5 Para Wb, Elisa - P35711

Número do item: CM0006446

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho anti-SOX5 é adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato, possibilitando estudos sobre a diferenciação de condrócitos mediada por SOX5 e o desenvolvimento da cartilagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-SOX5
Observações/Alcunhas	L-SOX5; LAMSHF; L-SOX5B; L-SOX5F; SOX5
Espécie	Humano
ID do Gene	6660
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SOX5 humano. (NP_008871.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P35711
Peso da Proteína	84 kDa
Envio	Bolsa de gelo