

Anticorpo Policlonal Anti-Sox6 Para If/Icc E Elisa - P35712

Número do item: CM0023685

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o fator de transcrição humano SOX6, validado para imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA. Ideal para estudos de condrogênese, neurogênese e processos de desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOX6 Rabbit pAb
Observações/Alias	SOXD; HSSOX6; TOLCAS; SOX6
Espécie	Humano
ID do Gene	55553
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-74 da PML humana (NP_001139291.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlinais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P35712
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Bolsa de gelo