

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sox6 Para Wb, Elisa - P35712

Número do item: CM0029111

introdução

Anticorpo policlonal (pAb) de coelho anti-SOX6 validado para aplicações de WB e ELISA. Detecta a proteína SOX6 humana, de camundongo e de rato (92kDa), um fator de transcrição chave no desenvolvimento. Use para pesquisas sobre neurogênese e condrogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOX6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SOXD; HSSOX6; TOLCAS; SOX6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55553
GeneID	55553
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-74 do SOX6 humano (NP_001139291.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35712
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Saco de gelo