

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Sp1 Para Ihc-P, Elisa - P08047

Número do item: CM0030198



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho anti-SP1 validado para IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com Humano, Camundongo e Rato. Ideal para estudar regulação da transcrição, remodelação da cromatina e biologia do câncer. Ferramenta de alta qualidade para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SP1
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	6667
ID do Gene	6667
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 581-680 da SP1 humana (NP_612482.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08047
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Saco de gelo