

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08047

Número do item: CM0013912



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao fator de transcrição SP1 humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta SP1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre crescimento celular, apoptose e remodelação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6667
ID do Gene	6667
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 420-620 da SP1 humana (NP_612482.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08047
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Bolsa de gelo