


Anticorpo Policlonal Anti-Sp100 Para Wb E Elisa - P23497

Número do item: CM0026366



introdução

Anticorpo policlonal de coelho SP100 para Western blot e ELISA, reativo com humano e camundongo. Adequado para investigar corpos nucleares PML, coativação transcricional com ETS1 e regulação da apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SP100 pAb de Coelho
Observações/Apelido	lysp100b; SP100
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6672
GeneID	6672
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 181-480 do SP100 humano (NP_001193631.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P23497
Peso Proteico	100kDa
Envio	Saco de gelo