

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Sp110 Para Wb E Elisa - Q9Hb58

Número do item: CM0030156

introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado ao SP110 humano (IPR1, IFI41, IFI75). Validado para Western blotting (WB) e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de regulação da transcrição e doenças autoimunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SP110 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IPR1; VODI; IFI41; IFI75; SP110
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3431
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-290 do SP110 humano (NP_004501.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HB58
Peso da Proteína	78kDa
Transporte	Saco de gelo