

Anticorpo Policlonal Anti-Sp2 Para Wb, Elisa - Q02086

Número do item: CM0019766

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o fator de transcrição SP2 humano (~65 kDa). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para estudos de regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SP2 pAb de Coelho
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6668
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-331 do SP2 humano (NP_003101.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q02086
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco de gelo