

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sp3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q02447

Número do item: CM0015644

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece SP3 (Fator de transcrição Sp3) humano, de rato e camundongo. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Adequado para estudar regulação transcricional, controle do ciclo celular e dinâmica da expressão gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SP3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SPR2; SP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6670
GeneID	6670
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02447
Peso Proteico	82kDa
Envio	Saco de gelo