

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Sp7 (Osterix) Para Wb, Elisa - Q8Tdd2

Número do item: CM0019587

introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-SP7 validado para Western blot (WB) e ELISA. Reconhece SP7/osterix humano, de camundongo e de rato, um fator de transcrição chave para a diferenciação de osteoblastos. Ideal para pesquisa em biologia óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SP7 Rabbit pAb
Observações/Alias	OSX; OI11; OI12; osterix; SP7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	121340
GeneID	121340
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 333-376 do SP7 humano (NP_001166938.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TDD2
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo