

Anticorpo Policlonal Anti-Spag11A Para Wb, Elisa - Q6Pda7

Número do item: CM0020241

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SPAG11A humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Tem como alvo uma defensina antimicrobiana secretada, essencial para a maturação dos espermatozoides e a defesa do trato reprodutor masculino.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPAG11A Rabbit pAb
Observações/Apelido	HE2; EDDM2A; SPAG11A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	653423
GeneID	653423
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-50 do SPAG11A humano (NP_478108.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q6PDA7
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo