

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Spag6 Para Wb E Elisa - 075602

Número do item: CM0027113

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à SPAG6 humana, um antígeno associado ao espermatozoide essencial para a motilidade flagelar. Validado para aplicações de Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa em biologia reprodutiva e ciliopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPAG6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	pf16; CT141; FAP194; CFAP194; Repro-SA-1; SPAG6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9576
GeneID	9576
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-290 da SPAG6 humana (NP_758442.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075602
Peso Proteico	55kDa
Envio	Em saco de gelo