

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Spag8 Para Wb E Elisa - Q99932

Número do item: CM0025393



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SPAG8 validado para WB, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo o antígeno associado ao espermatozoide 8, uma proteína ciliar envolvida na motilidade e espermatogênese. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	SPAG8 Coelho pAb
Observações/Apelido	SMP1, BS-84, CT142, HSD-1, SPAG3, CILD28, hSMP-1, SPAG8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26206
ID do Gene	26206
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-420 do SPAG8 humano (NP_758516.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q99932
Peso Proteico	51kDa
Transporte	Saco de gelo