


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Spam1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P38567

Número do item: CM0006310



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SPAM1 validado para WB, IHC-P e ELISA. Específico para SPAM1 humano (hialuronidase PH-20), com reação cruzada com rato. Ideal para pesquisas sobre adesão espermatozoide-óvulo e fertilização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SPAM1 Rabbit mAb
Observações/Alias	HYA1; PH20; HYAL1; HYAL3; HYAL5; PH-20; SPAG15; HEL-S-96n; SPAM1
Espécie	Humana
ID do Gene	6677
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 61-223 da SPAM1 humana (NP_694859.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P38567
Peso da Proteína	58 kDa
Envio	Bolsa de gelo