


Anticorpo Policlonal Anti-Spam1 De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P38567

Número do item: CM0023218



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à hialuronidase humana SPAM1 (PH20). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Adequado para pesquisa em biologia reprodutiva e fertilidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPAM1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HYA1, PH20, HYAL1, HYAL3, HYAL5, PH-20, SPAG15, HEL-S-96n, SPAM1
Espécie	Humano
ID do Gene	6677
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-300 da SPAM1 humana (NP_003108.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P38567
Peso da Proteína	58 kDa
Envio	Saco de gelo