


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Sparc Para Ihc-P, Elisa - P09486

Número do item: CM0020698



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra SPARC humano (Osteonectina, BM-40). Validado para imunohistoquímica (IHC-P) e ELISA; adequado para coloração de tecidos e ensaios quantitativos em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra SPARC
Observações/Apelidos	ON; ONT; OI17; BM-40; SPARC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6678
GeneID	6678
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-303 da SPARC humana (NP_003109.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09486
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo