

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sparcl1 Para Wb E Elisa - Q14515

Número do item: CM0021840



introdução

Anticorpo policlonal de alta qualidade contra SPARCL1 humano (Hevin, MAST9). Validado para WB e ELISA, reativo com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre matriz extracelular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPARCL1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SC1; MAST9; PIG33; MAST 9; SPARCL1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	8404
GeneID	8404
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-300 de SPARCL1 humano (NP_004675.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q14515
Peso da Proteína	75 kDa
Envio	Bolsa de gelo