

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Spata4 Para Wb E Elisa - Q8Ney3

Número do item: CM0029587

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-SPATA4 validado para WB e ELISA, que reconhece SPATA4 humano, de camundongo e rato (35 kDa). Adequado para pesquisa de apoptose e espermatogênese em tecido testicular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPATA4 Rabbit pAb
Observações/Alias	FAP178; SPEF1B; TSARG2; CFAP178; SPATA4
Espécie	Humano
GenelD	132851
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da SPATA4 humana (NP_653245.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NEY3
Peso Proteico	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo