


Anticorpo Policlonal Anti-Spata5 Para Wb, Elisa - Q8Nb90

Número do item: CM0022623



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SPATA5 humana (AFG2, SPAF), validado para WB e ELISA. Detecta SPATA5 de humano, camundongo e rato; relevante para estudos de replicação de cromatina, biogênese de ribossomos e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPATA5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AFG2; SPAF; EHLMRS; NEDHSB; SPATA5
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	166378
GeneID	166378
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 228-304 da SPATA5 humana (NP_001304728)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NB90
Peso da Proteína	98kDa
Transporte	Saco de gelo