

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Spc24 Para Wb E Elisa - Q8Nbt2

Número do item: CM0024675



introdução

Valide o papel do SPC24 na montagem do cinetocoro e na segregação cromossômica com este anticorpo policlonal de coelho. Adequado para WB e ELISA; reage cruzadamente com SPC24 humano e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SPC24 Rabbit pAb
Observações/Alias	SPBC24; SPC24
Espécie	Humano
GeneID (humano)	147841
GeneID	147841
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-197 do SPC24 humano (NP_872319.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8NBT2
Peso Proteico	22kDa
Envio	Bolsa de gelo