

Anticorpo Policlonal Anti-Spc25 Para Wb, Elisa - Q9Hbm1

Número do item: CM0015953



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana SPC25 (proteína do cinetócoro Spc25), validado para aplicações de Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa sobre segregação cromossômica, mitose e função do cinetócoro. Swiss-Prot Q9HBM1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPC25 Coelho pAb
Observações/Apelido	AD024; SPBC25; hSpc25; SPC25
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57405
GeneID	57405
Imunôgenio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-224 da SPC25 humana (NP_065726.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HBM1
Peso Proteico	26kDa
Envio	Bolsa de gelo