

Anticorpo Policlonal Anti-Spdef Para Wb, Elisa - 095238

Número do item: CM0023936



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SPDEF humano, validado por WB e ELISA. Detecta uma banda de 38 kDa e é adequado para pesquisa de câncer de próstata e estudos do promotor do antígeno específico da próstata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPDEF Rabbit pAb
Observações/Apelido	PDEF; bA375E1.3; SPDEF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25803
ID do Gene	25803
Imunógeno	Peptídeo sintético, aa 1-100 do SPDEF humano (NP_036523.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	095238
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo