

Anticorpo Policlonal Anti-Specc1L Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q69Yq0

Número do item: CM0019478



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SPECC1L humano (Cytospin-A). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudar citocinese, organização do fuso e dinâmica do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPECC1L pAb de Coelho
Observações/Apêndice	TBHS; CYTSA; GBBB2; TBHS1; OBLFC1; SPECC1L
Espécie	Humano
ID do Gene	23384
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-500 do SPECC1L humano (NP_056145.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q69YQ0
Peso Molecular da Proteína	125kDa
Transporte	Saco de Gelo