

Anticorpo Policlonal Anti-Spem1 Para Wb, Elisa - Q8N4L4

Número do item: CM0028209

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a SPEM1 humana (C17orf83), validado para WB e ELISA. Detecta uma proteína de membrana/citoplasmática essencial para a remoção do citoplasma das espermátides durante a espermatogênese. Reage cruzadamente com rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPEM1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	C17orf83; SPEM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	374768
ID do Gene	374768
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 203-309 de SPEM1 humana (NP_955371.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8N4L4
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo