


Anticorpo Monoclonal Anti-Sintase De Espermina Para Wb, Elisa - P52788

Número do item: CM0011767



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Sintase de Espermina (SMS) humana, adequado para aplicações de WB e ELISA. Detecta espécies humana, de camundongo e rato. Ideal para estudar a biossíntese de poliaminas e distúrbios relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho para Sintase de Espermina
Observações/Apelido	SRS; SpS; MRSR; SPMSY; MRXSSR; Sintase de Espermina
Espécie	Humana
ID do Gene	6611
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da Sintase de Espermina humana (P52788).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52788
Peso Proteico	41 kDa
Envio	Saco de gelo