


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Spermina Sintase (Sms) Para Wb E Elisa - P52788

Número do item: CM0027153



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a espermina sintase humana (SMS). Validado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Essencial para pesquisas sobre biossíntese de poliaminas e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMS pAb Coelho
Observações/Apelido	SRS, SpS, MRSR, SPMSY, MRXSSR, SMS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6611
GeneID	6611
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-366 do SMS humano (NP_004586.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P52788
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco com gelo