

Anticorpo Policlonais Anti-Spg7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uq90

Número do item: CM0013740



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SPG7/paraplegina humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em proteostase mitocondrial e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPG7 pAb de coelho
Observações/Apelidos	CAR; PGN; CMAR; SPG5C; SPG7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6687
GeneID	6687
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da SPG7 humana (NP_003110.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UQ90
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de gelo