


Anticorpo Policlonal Anti-Sphk1 Para Ihc-P, Elisa - Q9Nya1

Número do item: CM0020191



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a esfingosina quinase 1 humana (SPHK1) para IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Detecta uma banda de 43kDa. Ideal para pesquisar vias de sinalização mediadas por S1P, inflamação e neuroinflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPHK1 Coelho pAb
Observações/Apelido	SPHK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8877
GeneID	8877
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 201-300 da SPHK1 humana (NP_001136074.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NYA1
Peso Proteico	43kDa
Transporte	Saco de gelo