


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sphk1 Para Wb E Elisa - Q9Nya1

Número do item: CM0006796



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho SPHK1 validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a esfingosina quinase 1 humana (SWISS Q9NYA1), uma quinase de lipídios envolvida no metabolismo de esfingolipídios e na inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPHK1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	SPHK; SPHK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8877
GeneID	8877
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 da SPHK1 humana (NP_001136074.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NYA1
Peso Proteico	43kDa
Transporte	Saco de gelo