


Anticorpo Policlonal Anti-Sphk1 De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Nya1

Número do item: CM0018660



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a esfingosina quinase 1 humana (SPHK1), validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com amostras de camundongo. Apoiar pesquisas sobre crescimento celular, inflamação e sinalização lipídica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPHK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SPHK; SPHK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8877
GeneID	8877
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-384 do SPHK1 humano (NP_001136074.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Humano, Camundongo	
SWISS	Q9NYA1
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Saco com gelo