

Anticorpo Policlonais Anti-Sphk2 Para If/Cci E Elisa - Q9Nra0

Número do item: CM0028374

introdução

SPHK2 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal contra a Esfingosina quinase 2 humana, validado para IF/CCI e ELISA. Ideal para investigar a sinalização de esfingolipídios, apoptose e função mitocondrial em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPHK2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56848
ID do Gene	56848
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 480-654 da SPHK2 humana (NP_064511.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NRA0
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo