

Anticorpo Policlonal Anti-Sphk2 Para Wb, Elisa - Q9Nra0

Número do item: CM0025108

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SPHK2 humano, validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Detecta SPHK2 humano, de camundongo e de rato com um peso molecular previsto de 69 kDa. Ideal para pesquisas sobre apoptose e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPHK2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2; SPHK2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56848
ID do Gene	56848
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-165 do SPHK2 humano (NP_001191088.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRA0
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco de gelo