


Anticorpo Policlonal Anti-Spi1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17947

Número do item: CM0019975



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o fator de transcrição SPI1/PU.1 humano. Adequado para aplicações WB, IHC-P, ELISA. Detecta SPI1 humano e de camundongo. Essencial para pesquisas sobre o destino de células hematopoiéticas e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPI1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OF; PU.1; AGM10; SFPI1; SPI-1; SPI-A; SPI1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6688
GeneID	6688
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-98 do SPI1 humano (NP_003111.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P17947
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo